



## ActyFoot™

### Optimal anvendelse

Designet til at yde støtte, stabilisering og partiel immobilisering af anklen. Akutte laterale ligamentskader. Akutte ankelforstrækninger/-forstuvninger og ligamentrupturer. Forebyggelse af yderligere skader ved præoperativ kronisk ankelinstabilitet. Beskyttelse af ankelled

### Fordele og egenskaber

- Tre integrerede stropper yder proprioceptiv feedback, stabiliserer anklen og begrænser overdrevne bevægelser i yderstillinger.
- Aftagelig lateral stiver der gør det muligt at modificere ortosen så den kan benyttes i både akutte og kroniske skadefaser
- Flad profil. Kan benyttes sammen med det meste fodtøj samt over en sok for yderligere komfort
- Kan åbnes helt så den er nem og bekvem at tage på
- Krydsstropper medvirker desuden til at minimere risikoen for inversion af anklen

### Bestillingsinformationer

ActyFoot™			
Varenummer			
Venstre	Højre	Omkreds hæl	Størrelse
82-02A-SL	82-02A-SR	<30 cm	S
82-02A-ML	82-02A-MR	30-34 cm	M
82-02A-LL	82-02A-LR	>34 cm	L

