

AchiLax™

Optimal anvendelse

Elastisk strik med pneumatiske luftceller der støtter akillessenen
DonJoy AchiLax™ kan med sine indbyrdes forbundne pneumatiske luftceller medvirke til at yde støtte og kompression i akillesseneområdet.

- Lindring af smerter og inflammation i forbindelse med:
 - Kronisk eller posttraumatisk inflammation af akillesseneområdet. – Akillessendonitis.
 - Plantar fasciitis.
- Proprioceptiv og neuromuskulær stimulering via kompression
- Rehabilitering, tilbagevenden til sportsaktiviteter

Fordele og egenskaber

Integrerede pneumatiske luftceller giver intermitterende kompression og massageeffekt på akillesseneområdet under gang og yder dermed smertelindring. Anatomisk 3D-strikdesign for at give effektiv og målrettet kompression (20-36 mmHg). Åndbar og elastisk blød strik for forbedret komfort under brug.

- Flad profil, nem at benytte sammen med sko
- Passer til både venstre og højre ankel
- Indeholder ikke naturlatex
- Rengøringsvenlig, maskinvaskbar

Bestillingsinformationer



AchiLax™		
Varenummer	Anklens omkreds	Størrelse
82-0717-1	19-20 cm	1
82-0717-2	21-22 cm	2
82-0717-3	23-24 cm	3
82-0717-4	25-26 cm	4
82-0717-5	27-28 cm	5
82-0717-6	29-30 cm	6

