



Maxtrax® ROM Walker Maxtrax® ROM Walker Ankle

Optimal anvendelse

MaxTrax® ROM giver kontrolleret bevægelse efter traume eller operative indgreb. Indstilling af bevægeudslag mellem 45° plantar fleksion og 30° dorsal fleksion med 7,5° intervaller. Støvlen kan låses ved 0°, 7,5°, 15°, 22,5° og 30° plantar og dorsalfleksion.

Bestillingsinformationer

Maxtrax® ROM Walker & Maxtrax® ROM Walker Ankle		
Varenummer	Beskrivelse	Størrelse
11-1383-1-00000	Maxtrax® ROM Walker	XS
11-1383-2-00000	Maxtrax® ROM Walker	S
11-1383-3-00000	Maxtrax® ROM Walker	M
11-1383-4-00000	Maxtrax® ROM Walker	L
11-1383-5-00000	Maxtrax® ROM Walker	XL
79-9535x	MaxTrax ROM Ankle x=2=XS, x=3=S, x=5=M, x=7=L, x=8=XL	XS-XL

