




Maxtrax® Diabetic Walker

Optimal anvendelse

MaxTrax® Diabetic Walker er ideel ved behandling af sår på fodsålen. Sålen er konstrueret af små Impax Grid Plastazote skumtern, som let kan fjernes omkring de ramte områder, for derved at flytte trykket væk fra helende sår. Fordelen ved sålens udformning er, at det øverste skumlag forbliver i kontakt med fodsålen og ikke efterlader "hot spots". Støvlen har en bred fod, bøjelige skinner og en støddabsorberende hæl. Anvendes i forbindelse med behandling af fodsår, moderat til svær plantar fasciitis, post-operativ Charcot foot, erstatning af gips. Kan endvidere anvendes i tilfælde, hvor en jævn fordeling af kropsvægten på fodsålen er nødvendig.

Bestillingsinformationer



Maxtrax® Diabetic Walker		
Varenummer	Beskrivelse	Størrelse
79-9545x	MaxTrax® Diabetic Walker	S-XL