



## Long Thumb Spica II

### Optimal anvendelse

Long Thumb Spica II with Boa® (LTS II) giver stabilisering af tommelfingeren i adduktion, metacarpophalangeale led (MCP), carpometacarpale led (CMC), distal radius, distal ulna samt ved tilstande, hvor der er behov for immobilisering af håndled i sagittal- og frontalplan. LTS II kan benyttes præoperativt, postoperativt og posttraumatisk.

### Bestillingsinformationer

Long Thumb Spica II		
Varenummer		Størrelse
Venstre	Højre	
232-31-1111	232-32-1111	XS
232-41-1111	232-42-1111	S
232-51-1111	232-52-1111	M
232-61-1111	232-62-1111	L
232-71-1111	232-72-1111	XL

Fås kun i sort.

Størrelse	Mål
XS	18,5 – 20 cm
S	20 – 23 cm
M	23 – 25,5 cm
L	25,5 – 28 cm
XL	>28 cm

### Størrelsesoversigt

Exos' måletape vikles rundt om håndfladen for at måle størrelsen.

