



Night Splint Kit

Optimal anvendelse

Ved plantar fasciitis er den unikke Aircast AirHeel en løsning til brug i dagtimerne med klinisk dokumenteret komfort og lindrende massage. To indbyrdes forbundne luftceller, placeret under fodbuen og bagerst på hælen, giver en pulserende kompression ved hvert skridt og medvirker dermed til at reducere hævelser og ubehag og til en forbedret cirkulation. Om natten giver Aircast Dorsal Night Splint både skræddersyet fleksion og optimal komfort med smertelindring ved plantar fasciitis. Skallens varmeformede indvendige fór og anatomisk designede indersål giver optimal komfort. Stropen til dorsifleksion gør individuelt tilpasset stræk mulig.

Bestillingsinformationer

Night Splint Kit		
Varenummer	Skostørrelse	Størrelse
09PKS	< 39	S
09PKM	39 – 42	M
09PKL	> 42	L

