

# DONJOY®



## Conforstrap 21 cm & 26 cm

### Optimal anvendelse

Moderat lumbal kompressionstøtte ved kronisk lændesmerte.

Patientprofil: • Stillesiddende • Dagligdags aktiviteter.

### Fordele og egenskaber

- Strikket elastisk stof for anatomisk pasform og optimal komfort
- 4 præformede dorsale stivere og 2 fleksible abdominale stivere
- Aftagelig varm/kold pakke til smertelindring via cryo/thermoterapi
- Frontlukning med håndløgger, så den er nem at tage på

### Bestillingsinformationer



Conforstrap 21 cm & 26 cm			
Varenummer		Taljemål	Størrelse
21 cm	26 cm		
82-0233-1	82-0234-1	56 – 68 cm	XS
82-0233-2	82-0234-2	68 – 82 cm	S
82-0233-3	82-0234-3	82 – 98 cm	M
82-0233-4	82-0234-4	98 – 116 cm	L
82-0233-5	82-0234-5	116 – 136 cm	XL