




C2+ Cervical Collar

Fordele og egenskaber

- Beregnet til at støtte og stabilisere den cervikale rygsøjle
- Det aftagelige faste indlæg giver regulerbar støtte
- Det bløde skum med medium densitet giver en komfortabel pasform
- Anatomisk form med afrundede kanter
- Aftageligt og vaskbart overtræk (x2 overtræk)
- Halskravens højde: 6 cm (Pediatric), 7,5 cm og 9,5 cm

Bestillingsinformation



C2+ Cervical Collar			
Varenummer		Halsomkreds	Størrelse
6 cm / 7,5 cm	9,5 cm		
82-0277-P	-	21-25 cm	Pediatric
82-0277-0	82-0278-0	25-28 cm	SIZE 0
82-0277-1	82-0278-1	29-32 cm	SIZE 1
82-0277-2	82-0278-2	33-37 cm	SIZE 2
82-0277-3	82-0278-3	38-42 cm	SIZE 3
82-0277-4	82-0278-4	43-47 cm	SIZE 4
82-0277-5	82-0278-5	48-51 cm	SIZE 5