



Adams Collar

Optimal anvendelse

Mellemfast halskrave, består af 3 kanaler fyldt med krøyerkugler, som tilpasses patientens anatomi. Betræk af bomuldsstockinette. Kraven er udstyret med et aftageligt afstivningsstykke af plast, som gør kraven mellemfast. **Indikationer:** Muskelspændinger i nakken, cervikal arthrits, let forstrækning/forvridning af halsen.

Bestillingsinformationer



Adams Collar		
Varenummer	Halsomkreds	Størrelse
79-83263	27 – 34 cm	S
79-83265	31 – 38 cm	M
79-83267	35 – 42 cm	L

Sælges i pakker af 10 stk.