



## Armor with Fourcepoint™

### Optimal anvendelse

Amor med FourcePoint er en kombination af vor stærkeste skinne og forcepointleddet som giver et fjedrende stop på de sidste 25 grader af ekstension. Denne skinne er ideel til patienter med moderat til svær ACL ustabilitet, ACL rekonstruktioner, ACL-deficiens og hyperekstension samt til profylaktisk brug.

### Fordele og egenskaber

- Klinisk afprøvet 4-Points-of-Leverage™ design og FourcePoint™ hængselteknologi, der optimerer ACL-beskyttelse.
- Forcepoint led som giver en fjedrende modstand de sidste 25 grader af ekstension. Leveres med 10 graders ekstensionsstop hvilket giver dæmpende stop mellem 35 til 10 grader.
- Kort læg til støvlebrug.
- Anatomisk formet skinne på lårets inderside muliggør samtidig brug af skinner på begge ben.
- Stærk aluminium ramme kun 3 mm. tyk.
- Anti-Migrations bånd øverst på læggen.
- Drejelige D-ringe som kan følge benets facon.
- Holdbar sølvtonet pulver maling.
- ACL.
- Fleksion- og ekstensionstop.
- 4-punkts system giver ligament stabilitet

### Bestillingsinformationer



Armor with Fourcepoint™			
Varenummer	Beskrivelse	Ben	Farve
11-1440-x	ACL, kort læg	Højre	Sølvmeleret
11-1441-x	ACL, kort læg	Venstre	Sølvmeleret
11-1442-x	ACL, standard	Højre	Sølvmeleret
11-1443-x	ACL, standard	Venstre	Sølvmeleret

Der er 2,5cm forskel på læg længden mellem en kort og en standard skinne.