

# DONJOY®



Custom made

## Adjustable OA Defiance™

### Optimal anvendelse

Adjustable OA Defiance™ er DonJoys topprodukt indenfor OA knæskinner. Den er designet til den aktive OA patient som ikke vil gå på kompromis med sit høje aktivitetsniveau. Adjustable OA Defiance™ er ekstremt let og yder vedvarende støtte ved moderat til svær osteoarthritis. De bilaterale led giver støtte ved ligament instabilitet og arbejder sammen med en teleskopisk kondylpude, som patienten selv kan justere for at kontrollere belastningen.

### Fordele og egenskaber

- Anatomisk formet på lårets inderside
- Drejelige D-ringe som kan følge benets bevægelse
- Basis belastning på 1° til 7° er indbygget i skinnen (3° anbefales)
- Teleskopisk kondylpude kontrolleres af patienten
- Letvægts kulfiber ramme
- Gel-kondylpude med 100% hukommelse for bedre komfort
- Specialfremstillet baseret på patientens mål
- Anti-migrations strop på læggen
- Polycentriske knæ led
- Fås i 2 længder: standard eller kort
- ACL, PCL og CI strop konfiguration
- Mange muligheder for valg af farve og grafik
- 4-punkts system giver ligament stabilitet
- Kan leveres som almindelig Defiance

### Bestillingsinformationer

Adjustable OA Defiance™		
Størrelse	Lår	Læg
Minimum	31,8cm	26cm
Maksimum	97cm	66,5cm

Skinnen fremstilles efter mål ved brug af værktøjet CCMi Mark III.

