



Tru-Pull® Advanced Hinged

Optimal anvendelse

Det patenterede Hinged Tru-Pull® Advanced System er udviklet til at lægge et dynamisk træk på knæskallen ved knækstension for at normalisere sporing i den intrakondylære rille og reducere anterior smerte. En ideel løsning til patienter med behov for ultimativ støtte til patellofemoral fejlplacering, sublaksation og forskydninger. To aluminium sidestivere giver yderligere medial/lateral støtte og kontrol af hyperekstension i knæet.

Fordele og egenskaber

- Åndbar sleeve med elastisk strækanordning med trækstrop over og under knæskallen
- Uafhængige forankringer forhindrer rotation af skinnen og giver "ægte" og konsekvent træk i Tibia, så lateral sublaksation undgås
- Justerbar afstiver giver en justerbar grad af støtte
- Fås også i en version uden sidestivere

Bestillingsinformationer



Tru-Pull® Advanced Hinged	
Varenummer	Beskrivelse
11-2292-x	Hinged Tru-Pull® Sleeve med popliteal udskæring, højre
11-2293-x	Hinged Tru-Pull® Sleeve med popliteal udskæring, venstre

Kode	Omkreds	Størrelse
x=1	33 – 39 cm	XS
x=2	39 – 47 cm	S
x=3	47 – 53 cm	M
x=4	53 – 60 cm	L
x=5	60 – 67 cm	XL
x=6	67 – 75 cm	XXL
x=7	75 – 81 cm	XXXL