

DONJOY®

RESTEZ ACTIF
DANS VOTRE
QUOTIDIEN !

GAMME DE CONTENTION ÉLASTIQUE

enovis™

Creating Better Together™

DONJOY®

UN ALLIÉ COMPRESSIF POUR PRATIQUER SON ACTIVITÉ AU QUOTIDIEN.

Parfois, rester actif requiert un soutien additionnel. Les supports de contention élastique de la gamme DonJoy® offrent protection et stabilité aux articulations sans entraver les activités quotidiennes.

Fabriquée dans un tissu respirant et dotée de nombreux dispositifs de réglage, la gamme de contention élastique offre un soutien tout en s'adaptant aux défis de la vie.





CARACTÉRISTIQUES & BÉNÉFICES

UN AJUSTEMENT OPTIMAL




ZONES EXTENSIBLES

Favorisant le confort et la liberté de mouvement. Elles permettent au patient d'appliquer et de retirer l'attelle. Les zones de confort assurent un ajustement sans plis.



COMPRESSION GRADUELLE AVEC ZONES DE DECOMPRESSION

Permet de réduire la pression aux extrémités pour assurer un ajustement confortable.



MAILLAGE TEXTILE RESPIRANT, ÉLASTIQUE ET DOUX

Pour un confort accru.



TRICOTAGE ANATOMIQUE 3D

Assure une adaptation optimale à la morphologie.

UN CONFORT AMÉLIORÉ



INSERTS EN SILICONE

De forme anatomique et dotés de picots, ils sont conçus pour améliorer la proprioception, favoriser le soutien compressif autour de l'articulation mais également pour aider à masser, soulager la douleur et réduire l'œdème.



BANDES ANTI-GLISSEMENT

Présentes sur les genouillères, elles permettent de maintenir le dispositif en place lors des activités.



LARGE CHOIX DE TAILLES

Pour répondre à la majorité des morphologies.





GenuForce®

Genouillère tricotée élastique avec insert rotulien

La genouillère GenuForce® aide à protéger et à soutenir la rotule tandis que ses renforts bilatéraux flexibles contribuent à soulager et à stabiliser l'articulation du genou.

INDICATIONS

- Soutien et compression après lésion aiguë ou chronique et arthrose légère du genou
- Stimulation proprioceptive et neuromusculaire
- Douleur fémoro-patellaire (douleur antérieure du genou)
- Instabilité légère du genou
- Prévention des blessures



INSERT ROTULIEN EN SILICONE

- Pour une meilleure stabilité de la rotule, un effet de massage et une meilleure proprioception



BALEINES BILATÉRALES SOUPLES

- Permettent de fournir un soutien médial et latéral





GenuForce® Xpert

Genouillère articulée tricotée avec insert rotulien en silicone et sangles réglables

Dotée de charnières polycentriques rigides et de sangles réglables, la genouillère profilée GenuForce® Xpert contribue à améliorer le soutien latéral et la stabilité pendant le mouvement lors des activités quotidiennes et/ou sportives.

INDICATIONS

- Soutien et compression après lésion aiguë ou chronique du genou et légère arthrose du genou
- Stimulation proprioceptive et neuromusculaire
- Entorses ligamentaires légères à modérées
- Instabilité légère à modérée du genou
- Légères lésions méniscales
- Prévention des blessures



SANGLES RÉGLABLES AUTOUR DE LA CUISSE ET DU MOLLET

- Permettent de fournir une compression et un soutien supplémentaires



INSERT ROTULIEN EN SILICONE

- Pour une meilleure stabilité de la rotule, un effet de massage et pour améliorer la proprioception



BALEINAGES RIGIDES BILATÉRALES AVEC ARTICULATIONS POLYCENTRIQUES

- Permettent d'offrir une meilleure stabilité médiale et latérale





MalleoForce®

Chevillère tricotée élastique avec inserts malléolaires

MalleoForce® intègre des inserts malléolaires bilatéraux dans une construction en tissu élastique multidirectionnel pour soulager et stabiliser l'articulation de la cheville.

INDICATIONS

- Soutien et compression après lésion aiguë ou chronique de la cheville et légère arthrose de la cheville et du pied
- Stimulation proprioceptive et neuromusculaire
- Prévention des blessures



GRAPHIQUES VISUELS MALLÉOLAIRES

- Pour aider à assurer une application correcte du support



DEUX INSERTS MALLÉOLAIRES ANATOMIQUES EN SILICONE

- Aident à protéger, à stabiliser et à soulager les malléoles





MalleoForce® Plus

Chevillère tricotée élastique avec inserts malléolaires et sangle réglable

MalleoForce® Plus utilise des inserts intégrés et une sangle de strapping réglable pour aider à soulager, stabiliser et protéger l'articulation de la cheville contre les mouvements excessifs, ainsi qu'à favoriser l'acuité proprioceptive.

INDICATIONS

- Soutien et compression après une lésion aiguë ou chronique de la cheville
- Légère arthrose de la cheville et du pied
- Stimulation proprioceptive et neuromusculaire
- Entorses légères (stade I) de la cheville
- Instabilité légère de la cheville
- Prévention des blessures



GRAPHIQUES VISUELS MALLÉOLAIRES

- Pour aider à assurer une application correcte du support



DEUX INSERTS ANATOMIQUES DE CHEVILLE EN SILICONE

- Aident à protéger, à stabiliser et à soulager les malléoles



SANGLE RÉGLABLE

- Peut être adaptée pour aider à prévenir la supination ou la pronation






ManuForce®

Attelle de poignet tricotée élastique avec insert styloïde

ManuForce® utilise une sangle réglable et une baleine palmaire amovible pour aider à fournir une compression, un soutien et une stabilisation adaptée pour le poignet.

- Soutien et compression à la suite d'une lésion légère ou d'arthrose légère du poignet
- Stimulation proprioceptive et neuromusculaire
- Entorses légères du poignet
- Tendinite du poignet et ténosynovite légère
- Instabilité du poignet
- Syndrome du canal carpien
- Prévention des blessures



BALEINE PALMAIRE AMOVIBLE

- Permet de fournir une stabilité et un soutien supplémentaires, peut être retirée après la phase aiguë



STRAPPING AMOVIBLE ET RÉGLABLE

- Permet de contrôler le degré de stabilisation et de compression



INSERT STYLOÏDE ULNAIRE À CONTOUR ANATOMIQUE

- En silicone, aide à fournir un soutien et un meilleur confort





EpiForce®

Coudière tricotée élastique avec inserts épicondyliens

La structure en tissu élastique multidirectionnel EpiForce® intègre des inserts épicondyliens et une sangle réglable pour assurer la stabilité de l'articulation du coude et aider à soulager la douleur.

INDICATIONS

- Soutien et compression après une lésion au coude
- Légère arthrose du coude
- Stimulation proprioceptive et neuromusculaire
- Entorses du coude
- Épicondylite médiale ou latérale (ex. : golf elbow, tennis elbow)
- Tendinopathies
- Prévention des blessures



INSERTS ÉPICONDYLIENS ANATOMIQUES

- En silicone, aident à fournir un confort et une pression ciblés



STRAPPING AMOVIBLE ET RÉGLABLE


- Permet de contrôler le degré de stabilisation et de compression



INFORMATION DE COMMANDE

GENUFORCE®

DESCRIPTION	CODE ARTICLE	CODE GTIN	Ⓕ CIRCONFÉRENCE DE CUISSE	Ⓖ CIRCONFÉRENCE DE MOLLET	TAILLE
GenuForce®	82-1750-1	0190446716945	37 - 40 cm	25 - 28 cm	1 = XS
	82-1750-2	0190446717966	40 - 43 cm	28 - 31 cm	2 = S
	82-1750-3	0190446717973	43 - 46 cm	31 - 34 cm	3 = M
	82-1750-4	0190446717980	46 - 49 cm	34 - 37 cm	4 = L
	82-1750-5	0190446717997	49 - 52 cm	37 - 40 cm	5 = XL
	82-1750-6	0190446718031	52 - 55 cm	40 - 43 cm	6 = XXL
	82-1750-7	0190446718048	55 - 58 cm	43 - 46 cm	7 = XXXL
GenuForce® Plus	82-1751-5	0190446716952	52 - 55 cm	37 - 40 cm	5+
	82-1751-6	0190446718055	55 - 58 cm	40 - 43 cm	6+
	82-1751-7	0190446718062	58 - 62 cm	43 - 46 cm	7+
	82-1751-8	0190446718079	62 - 65 cm	46 - 49 cm	8+



Ⓕ CIRCONFÉRENCE DE CUISSE


Prendre la mesure 15 cm au-dessus du milieu de la rotule

Ⓖ CIRCONFÉRENCE DE MOLLET

Prendre la mesure 15 cm au-dessous du milieu de la rotule

GENUFORCE® XPERT

CODE ARTICLE	CODE GTIN	Ⓕ CIRCONFÉRENCE DE CUISSE	Ⓖ CIRCONFÉRENCE DE MOLLET	TAILLE
82-1753-1	0190446716976	37 - 40 cm	25 - 28 cm	1 = XS
82-1753-2	0190446718147	40 - 43 cm	28 - 31 cm	2 = S
82-1753-3	0190446718154	43 - 46 cm	31 - 34 cm	3 = M
82-1753-4	0190446718161	46 - 49 cm	34 - 37 cm	4 = L
82-1753-5	0190446718178	49 - 52 cm	37 - 40 cm	5 = XL
82-1753-6	0190446718185	52 - 55 cm	40 - 43 cm	6 = XXL
82-1753-7	0190446718192	55 - 58 cm	43 - 46 cm	7 = XXXL



Ⓕ CIRCONFÉRENCE DE CUISSE

Prendre la mesure 15 cm au-dessus du milieu de la rotule

Ⓖ CIRCONFÉRENCE DE MOLLET

Prendre la mesure 15 cm au-dessous du milieu de la rotule

MALLEOFORCE®

CODE ARTICLE	CODE GTIN	CIRCONFÉRENCE DE CHEVILLE	TAILLE
82-1754-1	0190446716983	17 - 19 cm	1 = XS
82-1754-2	0190446718208	19 - 21 cm	2 = S
82-1754-3	0190446718215	21 - 23 cm	3 = M
82-1754-4	0190446718222	23 - 25 cm	4 = L
82-1754-5	0190446718239	25 - 27 cm	5 = XL
82-1754-6	0190446718246	27 - 29 cm	6 = XXL



MALLEOFORCE® PLUS

CODE ARTICLE	CODE GTIN	CIRCONFÉRENCE DE CHEVILLE	TAILLE
82-1755-1	0190446716990	17 - 19 cm	1 = XS
82-1755-2	0190446718253	19 - 21 cm	2 = S
82-1755-3	0190446718260	21 - 23 cm	3 = M
82-1755-4	0190446718277	23 - 25 cm	4 = L
82-1755-5	0190446718284	25 - 27 cm	5 = XL
82-1755-6	0190446718291	27 - 29 cm	6 = XXL



MANUFORCE®

CODE ARTICLE		CIRCONFÉRENCE DE POIGNET	TAILLE
TAILLE	CODE GTIN		
82-1757-1 (Droite)	0190446717010	13 - 14.5 cm	1 = XS
82-1757-2 (Droite)	0190446718352	14.5 - 16 cm	2 = S
82-1757-3 (Droite)	0190446718369	16 - 17.5 cm	3 = M
82-1757-4 (Droite)	0190446718376	17.5 - 19 cm	4 = L
82-1757-5 (Droite)	0190446718383	19 - 20.5 cm	5 = XL
82-1757-6 (Droite)	0190446718390	20.5 - 22 cm	6 = XXL
82-1758-1 (Gauche)	0190446717027	13 - 14.5 cm	1 = XS
82-1758-2 (Gauche)	0190446718406	14.5 - 16 cm	2 = S
82-1758-3 (Gauche)	0190446718413	16 - 17.5 cm	3 = M
82-1758-4 (Gauche)	0190446718420	17.5 - 19 cm	4 = L
82-1758-5 (Gauche)	0190446718437	19 - 20.5 cm	5 = XL
82-1758-6 (Gauche)	0190446718444	20.5 - 22 cm	6 = XXL

**EPIFORCE®**

CODE ARTICLE	CODE GTIN	CIRCONFÉRENCE DE COUDE	TAILLE
82-1759-1	0190446717034	19 - 22 cm	1 = XS
82-1759-2	0190446718451	22 - 25 cm	2 = S
82-1759-3	0190446718468	25 - 28 cm	3 = M
82-1759-4	0190446718475	28 - 31 cm	4 = L
82-1759-5	0190446718482	31 - 34 cm	5 = XL
82-1759-6	0190446718499	34 - 37 cm	6 = XXL



DONJOY® FORCE RANGE
Restez actif dans votre quotidien !

enovis™

Creating Better Together™

Enovis™ - DJO Benelux BVBA
| Kleinhoefstraat 5 | bus 39 | 2440 Geel | Belgique
enovis.be



© Enovis™ - DJO BeNeLux - MKGBNLBV77 - Rev A - 04/2023 - Les produits présentés dans ce document sont des dispositifs médicaux de classe I. Lire attentivement les notices avant utilisation. Fabricant : DJO, LLC.
* Créer Mieux Ensemble.