



Boxer's Fracture Brace

Optimal anvendelse

Benyttes til stabilisering af frakturer på 4. og/eller 5. metacarpalknogle (MC) og stabiliserer også 4. og 5. interphalangealled samt håndleddet. Kan benyttes ved metacarpale hoved-/halsfraktur (MC) på 4. og/eller 5. metacarpalknogle.

Bestillingsinformationer

Boxer's Fracture Brace		
Varenummer		
Venstre	Højre	Størrelse
325-31-1111	325-32-1111	XS
325-41-1111	325-42-1111	S
325-51-1111	325-52-1111	M
325-61-1111	325-62-1111	L
325-71-1111	325-72-1111	XL

Fås kun i sort.

Størrelse	Mål
XS	18,5 – 20 cm
S	20 – 23 cm
M	23 – 25,5 cm
L	25,5 – 28 cm
XL	> 28 cm

Størrelsesoversigt

Exos' måletape vikles rundt om håndfladen for at måle størrelsen.

