

PodaHeel




Optimal anvendelse

PodaHeel™ Off Loading Shoe hjælper med at reducere tryk på bagfod og hæl. Anvendes ved behandling eller post-operativ heling af lidelser som f.eks.: hælsporer, frakturer, stressfrakturer, bursitis, tryksår, diabetiske sår eller fodsår. Det kileformede design i PodaHeel™ fremmer helingen ved at overføre vægt fra calcaneus og ved at reducere tryk på hælen. Den tryk-reducerende virkning fremmer behandlingen af lidelser i bagfodsområdet.

Fordele og egenskaber

- Den firkantede sål giver øget beskyttelse af tæerne.
- 10° kileformet design. Placerer foden i plantarfleksion og reducerer herved trykket på bagfod og hæl ved at flytte vægten til forfoden.
- Den brede forfod og den letanvendelige lukkestrop tillader fyldige bandager.
- Slidstærk udvendig sål.
- Slidstærk og blød foring giver maksimal patientkomfort.
- Et minimalt antal sømme reducerer risikoen for friktion.
- Sikker ankelstrop holder foden i korrekt position.

Bestillingsinformationer



| PodaHeel | | |
|------------|--------------|-----------|
| Varenummer | Skostørrelse | Størrelse |
| 82-0031-1 | 36-39 | S |
| 82-0031-2 | 39-42 | M |
| 82-0031-3 | 42-45 | L |
| 82-0031-4 | 45-48 | XL |