



Armor

Optimal anvendelse

Armor er den stærkeste præfabrikerede knæskinne på markedet og er designet til aktive mennesker, som har brug for at beskytte sine ledbånd ved højt aktivitetsniveau, ekstremsport eller høj grad af instabilitet. **Indikationer:** forebyggende ved hyperextension, moderat til svær ACL, PCL eller CI instabilitet, MCL/LCL instabilitet, ACL eller PCL rekonstruktion, hyperekstension.

Fordele og egenskaber

- Anatomisk formet skinne på lårets inderside muliggør samtidig brug af skinner på begge ben.
- Stærk aluminium ramme kun 3 mm. tyk.
- Anti-Migrations bånd øverst på læggen.
- Drejelige D-ringe som kan følge benets facon.
- Holdbar sølvtonet pulver maling.
- ACL, PCL og CI (Combined injury) versioner.
- Fleksion- og ekstensionstop.
- 4-punkts system giver ligament stabilitet.

Bestillingsinformationer



Armor				
Varenummer	Ligament	Led	Længde	Ben
11-1444-x	ACL	Standard	Standard	Højre
11-1445-x	ACL	Standard	Standard	Venstre
11-1449-x	PCL	Standard	Standard	Højre
11-1450-x	PCL	Standard	Standard	Venstre
11-1447-x	CI	Standard	Standard	Højre
11-1448-x	CI	Standard	Standard	Venstre
11-1004-x-26000	ACL	Standard	Kort	Højre
11-1005-x-26000	ACL	Standard	Kort	Venstre
11-1029-x-26000	CI	Standard	Kort	Højre
11-1030-x-26000	CI	Standard	Kort	Venstre

Der er 2,5 cm forskel på læg længden mellem en kort og en standard skinne.