

## ROAM™ OA

### Optimal anvendelse

Ideel til en bred vifte af patienter, der ønsker at øge deres aktivitetsniveau og som nyder en aktiv livsstil. ROAM er let at anvende og giver en høj grad af komfort, og kan benyttes både ved konservativ behandling eller som forberedelse til kirurgi. Konsekvent brug af en OA skinne har vist sig at bidrage til generel daglig funktion. ROAM OA lindrer smerter og forbedrer mobilitet, hvilket kan føre til øget aktivitet og en højere livskvalitet. Indikationer: Til patienter med symptomer, fysiske fund eller røntgenbilleder, der påviser moderat til svær etkamers artrose i knæet, efter operation ved meniskskade eller varus/valgus-tilstande, der kan drage fordel af etkamers aflastning.

### Fordele og egenskaber

- Letvægts og åndbart design, der diskret kan bæres under tøjet.
- Reducerer belastningen på knæet og giver dynamisk smertelindring.
- Det dynamiske og unikke SmartPad stropsystem forhindrer irritation i poplitea-området og giver støttende proprioception på knæets modsatte side.
- Fleksible manchetter omslutter og støtter lår og læg på en behagelig måde.
- 2X Cool Technology-fibre giver en vedvarende kølig fornemmelse på benet.
- OTS-modellens bøjelige skinne muliggør en bedre tilpasning til patientens anatomi.
- Kan håndvaskes.
- Bygger på DonJoy's tradition for kvalitet, innovation og klinisk dokumenterede smertelindring.
- ROAM OA er nem at anvende; den kan tages af og på, og justeres på et øjeblik.
- Skinnens længde kan nemt justeres efter patientens benlængde.
- Unikt designet skinne med to monteringsmuligheder; enten venstre lateral og højre medial eller omvendt.

### Bestillingsinformationer



| ROAM™ OA   |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| Størrelse  | Lår          | Læg          |
| XS/S       | 33–47 cm     | 25,4–35,5 cm |
| M/L        | 47–59,7 cm   | 35,5–45,7 cm |
| XL/2XL/3XL | 59,7–81,3 cm | 45,7–61 cm   |

| Varenummer      | Beskrivelse                  | Størrelse  |
|-----------------|------------------------------|------------|
| 11-1725-1-06000 | Venstre medial/Højre lateral | XS/S       |
| 11-1725-3-06000 | Venstre medial/Højre lateral | M/L        |
| 11-1725-5-06000 | Venstre medial/Højre lateral | XL/2XL/3XL |
| 11-1726-1-06000 | Højre medial/Venstre lateral | XS/S       |
| 11-1726-3-06000 | Højre medial/Venstre lateral | M/L        |
| 11-1726-5-06000 | Højre medial/Venstre lateral | XL/2XL/3XL |