



DonJoy® Custom Edition Elbow

Optimal anvendelse

DonJoy's® førsteklasses individuelt udformede og stærkeste bilaterale oprette albuebandage. Stellet i kulfiber giver i kombination med de bilaterale polycentriske hængsler støtte til medial/lateral ligamentinstabilitet og hyperekstensionkontrol. Hængslerne har justerbare fleksions/ekstensionsstop og kan derfor tilpasses et individuelt bevægelsesomfang og restriktioner fastsat i behandlingen og yder samtidig beskyttelse selv i de fysisk mest krævende sportsgrene.

Fordele og egenskaber

- Individuelt fremstillet herved opnås ultimativ pasform og funktion.
- Design med lav profil gør den nem at bruge under beklædning.
- Inkluderer patenteret suprakondylpude medialt og pneumatisk luftkondylpude lateralt for komfort og for at forhindre forflytning.
- Der fås foring med ruskind eller vaskeskind.
- Inkluderer patenteret suprakondylpude medialt og luftkondylpude lateralt for komfort og for at forhindre forflytning.
- 10° ekstensionsstop er installeret.
- Stop-kit inkluderer: Fleksionsstop – 45°, 60°, 75° og 90°, Ekstensionsstop – 0°, 10°, 20°, 30° og 40°
- Patienterne skal holdes inden for en kort minimumsomkreds – 27 cm underarm, 32 cm overarm.

Bestillingsinformation

DonJoy® Custom Edition Elbow	
Beskrivelse	Omkreds
Biceps	132 cm (16,5 cm øverst)
Underarm	27 cm (16,5 cm nederst)

Målingen er den minimale diameter fra albueleddet. Hver Custom Edition Elbow er individuelt fremstillet. Se side 222 i hovedkatalogen.