

DONJOY®



DONJOY®

MalleoForce®

Optimal anvendelse

Elastisk strikket ankelbandage med malleolpuder. MalleoForce® med de integrerede bilaterale malleolpuder aflaster og stabiliserer ankelleddet.

Indikationer: • Støtte og kompression efter akut og kronisk ankelsskade samt mild ankel- og forfodsartrose • Forebyggelse af skader

Fordele og egenskaber

- Proprioceptiv og neuromuskulær stimulering vha. kompression
- Multi-strækbart vævet stof med markering rundt om malleolen sikrer korrekt påsætning
- To anatomisk formede ankelpuder af silikone, som hjælper med at beskytte, stabilisere og aflaste omkring malleolen

Bestillingsinformationer



MalleoForce®		
Varenummer	Anklens omkreds	Størrelse
82-1754-1	17 – 19 cm	1 = XS
82-1754-2	19 – 21 cm	2 = S
82-1754-3	21 – 23 cm	3 = M
82-1754-4	23 – 25 cm	4 = L
82-1754-5	25 – 27 cm	5 = XL
82-1754-6	27 – 29 cm	6 = XXL



Visuel markering
rundt om malleolen



To anatomisk formede
ankelpuder af silikone