

# DONJOY®



DONJOY®

## Dorsostrap 55

### Optimal anvendelse

Halvstiv ryg- og lændestøtte med skulderremme og en højde på 55 cm. Til støtte og stabilisering af rygsøjlen fra S1-T4.

**Indikationer:** • Resultater af brud på rygsøjlen • Sammenfald i ryggen af osteoporotiske eller metastatiske grunde (mest almindelige indikation), der kræver meget langvarig brug (op til 12 måneder) • Restitutionsperiode efter operation • Osteoporose • Osteomalaci • Kyfose af ryg • Osteolyse • Kyfose med kroniske rygsmærter • Muskelsvaghed

### Fordele og egenskaber

- Omvendte skulderremme bidrager til at forbedre ryggholdningen
- Fire halvstive forformede rygstivere bidrager til forbedret justerbar rygstøtte
- To af rygstiverne kan udskiftes med et stivere par rygstivere for yderligere støtte
- Justerbare remme giver individuel kompression
- Anatomisk formet, der giver forbedret komfort
- Lette, åndbare, lugtresistent materiale bidrager til god hygiejne og compliance



### Bestillingsinformationer



Dorsostrap 55		
Varenummer	Taljemål	Størrelse
82-0056-1	56 – 68 cm	XS
82-0056-2	68 – 82 cm	S
82-0056-3	82 – 98 cm	M
82-0056-4	98 – 116 cm	L
82-0056-5	116 – 136 cm	XL
82-0056-6	136 – 156 cm	XXL