

**DONJOY**

## DUOSTRAP™



### USAGE / PROFIL PATIENT

- Sédentaire
- Idéale pour : patient obèse, post-opératoire, reprise d'activité et patient tétraplégique
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances

### INDICATIONS :

- Lumbalgie associée à une insuffisance musculaire de la sangle abdominale temporaire ou acquise (obésité morbide)
- Chirurgie viscérale avec laparotomie
- Tétraplégie ou paraplégie haute

### CARACTÉRISTIQUES :

- Contention élastique forte pour un maintien lombaire et abdominal accru
- Dimensions adaptées pour favoriser le maintien abdominal dans son ensemble
- 4 baleines postérieures semi-rigides pour stabiliser la zone lombaire
- 2 baleines antérieures flexibles pour renforcer le plastron abdominal
- Double sangle de rappel postural pour ajuster le niveau de contention
- Passe-doigts pour faciliter la mise en place
- Possibilité d'équiper un tour de taille extrême jusqu'à 156 cm
- Lavable à la main
- Ne contient pas de latex
- Modèle mixte
- Hauteur dorsale : 26 cm
- Disponible en 5 tailles (de S à XXL)

TAILLE	HAUT. CEINTURE	CIRC. TAILLE	CODE ARTICLE	CODE ACL	CODE GTIN
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0243-2	3401596938789	0888912450508
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0243-3	3401596938840	0888912450515
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0243-4	3401596938901	0888912450522
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0243-5	3401596939090	0888912450539
XXL	26 cm	136 - 156 cm	82-0243-6	3401596939151	0888912450546

Prescrire : **DuoStrap™ DonJoy**