

enovis™

PROCARE®
MINITRAX™

Grandes beneficios
Especialmente diseñado
para los pacientes más
pequeños




Apoyo y comodidad para los pacientes más pequeños con lesiones leves a graves en el pie y el tobillo

La bota pediátrica MiniTrax™ cuenta con un diseño divertido para los niños que hace que usarla sea menos intimidante. Bajo su aspecto, la MiniTrax es una bota con grandes beneficios.



Diseño de peso reducido con soportes plásticos ergonómicos que mejoran la adaptación al pie.



La suela oscilante de perfil bajo del MiniTrax cuenta con una base antideslizante y resistente, lo suficientemente duradera como para soportar el paso del tiempo... y el ritmo de un niño.




Fácil de poner y regular con un sistema simple de sujeción y forro.



Codificado por colores para que elegir el tamaño sea rápido y fácil




de 1 a 2 años y medio



de 2 y medio a 5 años



de 5 a 8 años



PROCARE®

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS					
TALLA	REFERENCIA	EDAD	LONGITUD DEL PIE	LONGITUD DE LA PIERNA	TALLA DE PIE
Pequeño	79-95510	1 - 2.5	15.2 cm	23 cm	hasta 25
Mediano	79-95520	2.5 - 5	15.2-17.8 cm	28 cm	25 - 29
Grande	79-95530	5 - 8	17.8- 20.3 cm	36 cm	29 - 33

ACCESORIOS	
MiniTrax forro de recambio, pequeño	79-95610
MiniTrax forro de recambio, mediano	79-95620
MiniTrax forro de recambio, grande	79-95630

enovis™

Creating Better Together™

enovis.es

Los resultados individuales pueden variar. Ni Enovis, DJO, LLC ni ninguna de sus subsidiarias brindan asesoramiento médico. El contenido de este documento no constituye asesoramiento médico, legal ni de ningún otro tipo profesional. Para obtener información sobre los tratamientos que puedan ser apropiados para usted, consulte a su profesional de salud.