

enovis™

DONJOY®
ULTRASLING® PRO

Exclusivamente
Universal





ULTRASLING PRO

EXCLUSIVAMENTE UNIVERSAL

El nuevo DonJoy® UltraSling PRO da un paso más al proporcionar comodidad, efectividad y conveniencia para ayudar a mejorar la experiencia postoperatoria para usted y sus pacientes. El diseño único del UltraSling PRO ayuda a inmovilizar y sostener el brazo y el hombro del paciente a través de una cómoda opción universal de cabestrillo y cincha fácil de colocar y ajustar para el hombro.

Las cinchas telescópicas y personalizables se pueden recortar fácilmente para adaptarse a una amplia gama de pacientes. Un nuevo diseño en forma de aro alrededor del hombro, permite deslizar fácilmente sobre el brazo en decúbito supino o sentado ayudando a distribuir uniformemente el peso reduciendo, a la vez, presión sobre el cuello. Un cojín contorneado extraíble ayuda a proporcionar abducción eliminando la presión sobre el nervio cubital.

ADAPTE RÁPIDAMENTE MÁS PACIENTES CON MENOS INVENTARIO

Universalmente diseñado para adaptarse al brazo derecho o izquierdo, el UltraSling PRO está compuesto por una envoltura que permite ajustar y dimensionar para adaptarse a todo tipo de pacientes. Además, el revolucionario sistema de cincha para el hombro permite una aplicación rápida y sencilla.

ULTRASLING PRO ES IDEAL PARA

- Postoperatorios del manguito rotador
- Postoperatorios de Bankart
- Cambios capsulares
- Luxación/subluxación glenohumeral
- Cepas/reparaciones de tejidos blandos

EL DISEÑO REVOLUCIONARIO DEL ARO ALREDEDOR DEL HOMBRO AYUDA A OPTIMIZAR LA EFECTIVIDAD

El aro ajustable y de perfil bajo se desliza fácilmente sobre el hombro no lesionado, lo que ayuda a distribuir uniformemente el peso y aliviar la presión del cuello

FÁCIL COLOCACIÓN CON UNA SOLA MANO

El sistema de cincha ajustable y telescópico y las hebillas de liberación rápida se ajustan fácilmente con una mano

REDUCCIÓN DE STOCK

De tamaño universal, se ajusta para adaptarse a la mayoría de pacientes y se adapta a ambos brazos

OPCIÓN PRE Y POST-OP

Las cinchas del cinturón se adhieren directamente al cabestrillo cuando se retira el cojín

TEJIDO TRANSPIRABLE

La malla suave y transpirable ayuda a promover una ventilación adecuada



15° O 30°
ROTACIÓN EXTERNA

ULTRASLING PRO ER

Todas las características del UltraSling PRO estándar, con rotación externa. Diseñado para proporcionar un ajuste cómodo con el uso de un cojín de 15° o 30° grados. Cualquiera de los dos cojines se puede utilizar para el brazo derecho o izquierdo.



45° O 60°
ABDUCCIÓN

ULTRASLING PRO AB

Cuando es necesario una mayor abducción, el UltraSling PRO AB proporciona la abducción necesaria en 45° o 60° grados de abducción.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
11-0447-9	UltraSling® PRO
11-0471-9	UltraSling® PRO ER, 15 Grados
11-0472-9	UltraSling® PRO ER, 30 Grados
11-0473-9	UltraSling® PRO AB

enovis[™]

Creating Better Together[™]

enovis.es

Carretera d'Esplugues, 225 2ºB, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona, ESPAÑA

Los resultados individuales pueden variar. Ni Enovis, DJO, LLC ni ninguna de sus subsidiarias ofrecen consejos médicos. El contenido de este documento no constituye asesoramiento médico, legal ni de ningún otro tipo de profesión. En su lugar, consulte a su profesional de la salud para obtener información sobre los posibles tratamientos que puedan ser apropiados para usted. BOA® es una marca registrada de Boa Technology.

MKT-000-00010819-ES - Rev B

Copyright © 2025 DJO, LLC, a subsidiary of Enovis Corporation