




DONJOY™ OA NANO™

INDICATIONS :

Diminution des contraintes articulaires sur le compartiment arthrosique. Arthrose unicompartmentale modérée ou sévère. Idéale pour les patients qui souhaitent maintenir un mode de vie actif.

CARACTÉRISTIQUES :

- Le design exclusif "3 points de décharge" de DonJoy® augmente la stabilité de l'orthèse quelle que soit l'activité pratiquée et apporte une protection supplémentaire pour les ligaments. Ce système permet de redistribuer la pression hors du compartiment atteint vers le compartiment sain
- Ajustement de la correction possible jusqu'à 7°
- La flexibilité de l'armature en aluminium et magnésium permet un ajustement anatomique optimal des embases de cuisse et de mollet
- De plus, les propriétés exceptionnelles du magnésium font de l'OA Nano™ une orthèse poids plume
- Déconseillée pour les sports extrêmes
- Hauteur de l'orthèse : 38 cm
- Modèle latéralisé
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL)



COMPARTIMENT MÉDIAL (INTERNE)

PRISES DE MESURES : VOIR INFORMATIONS DISPONIBLES EN INTÉRIEUR DE COUVERTURE

JAMBE DROITE		JAMBE GAUCHE		TAILLE
CODE ARTICLE	CODE GTIN	CODE ARTICLE	CODE GTIN	
11-1214-1	0888912016278	11-1215-1	0888912155298	XS
11-1214-2	0888912005326	11-1215-2	0888912005364	S
11-1214-3	0888912005333	11-1215-3	0888912005371	M
11-1214-4	0888912005340	11-1215-4	0888912005388	L
11-1214-5	0888912005357	11-1215-5	0888912005395	XL
11-1214-6	0888912016285	11-1215-6	0888912016308	XXL
11-1214-7	0888912016292	11-1215-7	0888912016315	XXXL

COMPARTIMENT LATÉRAL (EXTERNE)

JAMBE DROITE		JAMBE GAUCHE		TAILLE
CODE ARTICLE	CODE GTIN	CODE ARTICLE	CODE GTIN	
11-1216-1	0888912016322	11-1217-1	0888912159999	XS
11-1216-2	0888912005401	11-1217-2	0888912016353	S
11-1216-3	0888912016339	11-1217-3	0888912005432	M
11-1216-4	0888912005418	11-1217-4	0888912016360	L
11-1216-5	0888912016346	11-1217-5	0888912016377	XL
11-1216-6	0888912005425	11-1217-6	0888912005449	XXL
11-1216-7	0888912160001	11-1217-7	0888912155199	XXXL

PRESCRIRE : OA NANO™ DONJOY® + LE COMPARTIMENT ATTEINT