

enovis™

**DONJOY®**

PSI PLUS

La opción versátil  
para la recuperación  
del hombro



# DONJOY®

## PSI PLUS

### La opción versátil para la recuperación del hombro

PSI Plus ofrece una inmovilización eficiente del hombro, priorizando la comodidad del paciente. Este soporte de hombro DonJoy® adaptable se ajusta tanto al brazo izquierdo como al derecho gracias a su cincha ajustable para la parte superior del brazo. Los profesionales de la salud valoran su versatilidad, mientras que los pacientes se benefician de su diseño ligero y abierto, que mejora la comodidad durante la recuperación postoperatoria.

#### USO PREVISTO / INDICACIONES

El inmovilizador de hombro DonJoy PSI Plus está diseñado para aportar soporte e inmovilizar el hombro tras una lesión o una cirugía.

#### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

##### Diseño bilateral

- Se adapta para uso en el brazo izquierdo o derecho al ajustar la cincha del brazo y del hombro, lo que reduce la necesidad de inventario y aumenta la versatilidad

##### Bolsillo de fácil acceso para la mano

- Sostiene el antebrazo en rotación interna, permitiendo a los profesionales de la salud realizar exámenes sin necesidad de retirar completamente el cabestrillo

##### Configuración intuitiva de las cinchas

- Reduce el tiempo de colocación y minimiza el riesgo de posicionamiento incorrecto, tanto para el personal sanitario como para los pacientes

##### Cincha de hombro ajustable


- El sistema de apertura fácil permite a los pacientes quitarla y colocarla con una sola mano

##### Diseño ligero y abierto

- Favorece la circulación de aire para disminuir la acumulación de calor
- Aumenta la comodidad del paciente durante períodos prolongados de uso, facilitando el cumplimiento del tratamiento



REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA	TALLA
82-7440	< 115 cm	Standard
82-7441	115 – 160 cm	Grande



**enovis**<sup>™</sup>  
Creating Better Together<sup>™</sup>

**enovis.es**

Ctra. Esplugues, 225 2ºB 08940 Cornellà de Llobregat - BARCELONA

Los resultados individuales pueden variar. Ni Enovis, DJO, LLC ni ninguna de sus subsidiarias ofrecen asesoramiento médico.

El contenido de este documento no constituye asesoramiento médico, legal ni de ningún otro tipo profesional.

Por favor, consulte a su profesional de la salud para obtener información sobre los tratamientos, si los hubiera, que puedan ser adecuados para usted.

MKT-8560031897-ES - Rev A

Copyright © 2025 DJO, LLC, a subsidiary of Enovis Corporation